

유세포 측정용 항인간 람다 경쇄 단클론 항체 () - P0CG04

품목 번호: CM0012042



소개

에 접합된 인간 면역글로불린 람다 불변 영역 1을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정법에서 검증되었으며 B세포 및 항체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 람다 경쇄 단클론 항체
반응 종	인간
면역원	인간 람다 경쇄의 아미노산 1-106번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 측정법)
교차 반응성	인간
SWISS	P0CG04
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스팩