


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 인간 람다 경쇄 토끼 단클론 항체 - P0Cg04

품목 번호: CM0006276



소개

인간 면역글로불린 람다 불변영역 1을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에서 검증되었습니다. 적응 면역, B세포 및 경쇄 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	인간 람다 경쇄 토끼 단클론 항체
종	인간
면역원	인간 람다 경쇄의 아미노산 1-106에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P0CG04
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백