

유세포 분석용 Anti-Human Lamp2 단일클론항체 () - P13473

품목 번호: CM0004629



소개

로 접합된, 인간 LAMP2를 표적으로 하는 토끼 단일클론항체로, 세포내 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다. 리소좀 생합성, 자가포식, 면역 제시 연구에 이상적입니다. 인간 샘플과 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human LAMP2 mAb
비고/별칭	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
종	인간
GeneID (Human)	3920
GeneID	3920
면역원	제조항 단백질 인간 LAMP2 (NP_002285.1)의 아미노산 29-375에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC (intra)
교차 반응성	인간
SWISS	P13473
단백질 분자량	44kDa/45kDa
배송	아이스백