

세포 내 유세포분석용 항인간 Lamp2 단일클론 항체 - P13473

품목 번호: CM0008422



소개

이 토끼 단일클론 항인간 LAMP2 항체(접합체)는 세포 내 유세포분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 리소좀 당단백질 LAMP2(CD107b)를 표적으로 하며, 자가포식, 리소좀 연구 및 면역 제시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 LAMP2 mAb
비고/별칭	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
종	인간
GeneID	3920
면역원	인간 LAMP2의 아미노산 29-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_002285.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P13473
단백질 분자량	44kDa/45kDa
배송	아이스백