


유세포 분석용 Anti-Human Lifr/Cd118 단일클론 항체 - P42702

품목 번호: CM0012100



소개

인간 LIFR/CD118을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증됨. LIFR은 LIF, OSM, CNTF, CTF1, CLCF1 사이토카인의 신호 전달 수용체로서 JAK/STAT 경로에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human LIFR/CD118 mAb
비고/별칭	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
종	인간
GeneID (인간)	3977
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P42702
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스백