

인간 Lilra2/Cd85H용 단클론 항체 (If/Icc, Fc용) - Q8N149

품목 번호: CM0007984



소개

접합 토끼 단클론 항체로, 인간 LILRA2 (CD85h/ILT1/LIR7)를 표적합니다. 면역형광법 및 유세포분석법에 대해 검증되었습니다. 호중구 및 단핵구와 관련된 선천성 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human LILRA2/CD85h mAb
비고/별칭	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
종(Species)	Human
GeneID (인간)	11027
GeneID	11027
면역원(Immunogen)	인간 LILRA2/CD85h (NP_001124389.2)의 아미노산 24-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용(Application)	IF/ICC, FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q8N149
단백질 분자량	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)