

유세포분석용 항인간 Lilrb4/Cd85K/Ilt3 단일클론 항체 - Q8Nhj6

품목 번호: CM0010663



소개

유세포분석 응용을 위한 인간 LILRB4/CD85k/ILT3 표적 토끼 단일클론 항체입니다. 단핵구, 수지상세포 및 B 세포의 억제성 면역 수용체를 검출합니다. 면역학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
비고/별칭	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
종	인간
GeneID (인간)	11006
GeneID	11006
면역원	재조합 단백질 인간 LILRB4/CD85k/ILT3의 아미노산 22-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001265355.2).
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NHJ6
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩