

Anti-Human Mica/Micb Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q29983 / Q29980

품목 번호: CM0011485



소개

플로우 사이토메트리에 검증된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 MICA 및 MICB를 타겟으로 합니다. 스트레스 세포의 NKG2D 리간드를 검출하며, 면역 모니터링 및 종양 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human MICA/MICB mAb
비고/별칭	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	100507436/4277
면역원(Immunogen)	인간 MICB (NP_005922.2)의 아미노산 23-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q29983/Q29980
단백질 분자량	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)