


세포내 유세포 분석용 Anti-Human Mmp9 단클론 항체 - P14780

품목 번호: CM0012420



소개

세포내 유세포 분석용으로 검증된 접합 토끼 항-인간 MMP9 단클론 항체입니다. 매트릭스 메탈로프로테이나제-9(gelatinase B)를 표적하며, 세포외 기질 리모델링 및 백혈구 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human MMP9 mAb
비고/별칭	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; matrix metalloproteinase 9
종(Species)	Human
유전자 ID	4318
항원(Immunogen)	인간 MMP9 (NP_004985.2)의 아미노산 20-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
애플리케이션	FC (intra)
교차 반응성	Human
SWISS	P14780
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스 팩