


인간 Mmp9 표적 토끼 단일클론 항체 (유세포 분석용, 세포 내) - P14780

품목 번호: CM0011620



소개

인간 매트릭스 메탈로프로테이나제-9 (MMP9)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 내 유세포 분석용으로 검증되었으며, 세포외기질 분해 및 백혈구 이동에 관여하는 MMP9를 검출합니다. 인간 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human MMP9 Monoclonal Antibody
비고/별칭	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; matrix metalloproteinase 9
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4318
GeneID	4318
면역원(Immunogen)	인간 MMP9 (NP_004985.2)의 아미노산 20-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P14780
단백질 분자량	78kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)