

Wb, Ihc-P, Elisa용 항인간 뉴로그라닌(Nrgn) 토끼 단클론 항체 - Q92686

품목 번호: CM0007498

소개

인간 뉴로그라닌(NRGN)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 시냅스 발생 및 알츠하이머병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	뉴로그라닌(NRGN) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	RC3; hng; Neurogranin (NRGN)
종	인간
유전자ID (인간)	4900
유전자ID	4900
면역원	인간 뉴로그라닌(NRGN) (NP_001119653.1)의 아미노산 2-78에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q92686
단백질 분자량	8kDa
배송 방식	아이스 팩