

Anti-Human Neurogranin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92686

품목 번호: CM0024595

소개

인간 뉴로그라닌(NRGN/RC3)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 시냅스 발달 및 재구성에 관여하는 칼모둘린 결합 단백질입니다. 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Human Neurogranin Rabbit pAb
비고/별칭	RC3; hng; Human Neurogranin
종	인간
유전자 ID (인간)	4900
면역원	재조합 단백질 인간 뉴로그라닌(NP_001119653.1)의 아미노산 2-78에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92686
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백