

Wb, If, Ihc, Elisa용 인간 Parkin 다클론 항체 - O60260

품목 번호: CM0018324



소개

인간 Parkin에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF, IHC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미토파지, 파킨슨병 및 유비퀴틴화 경로에서 Parkin의 역할을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인간 Parkin 토끼 pAb
비고/별칭	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
종	인간
GeneID (인간)	5071
GeneID	5071
면역원	재조합 단백질 인간 Parkin의 아미노산 81~280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004553.2).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60260
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩