

웨스턴 블롯(Wb), 면역조직화학(Ihc-P), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), Elisa용 Anti-Human Parkin Polyclonal Antibody - O60260

품목 번호: CM0013191



소개

인간 Parkin (PRKN/PARK2)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 파킨슨병, 미토파지, 미토콘드리아 품질 관리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Human Parkin Rabbit pAb
비고/별칭	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
종	인간
GeneID (Human)	5071
GeneID	5071
면역원	인간 Parkin (NP_004553.2)의 아미노산 1-387에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60260
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백