

## 유세포 분석용 안티-휴먼 Pd-L1/Cd274 단일클론 항체 - Q9Nzq7

품목 번호: CM0005686



### 소개

이 접합된 인간 PD-L1/CD274에 대한 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 종양 면역학, 면역 체크포인트 연구 및 진단에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Human PD-L1/CD274 mAb                             |
| 비고/별칭       | B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1            |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 29126                                                         |
| GeneID      | 29126                                                         |
| 면역원         | 인간 PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 퓨전 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 범주          | 단일클론 항체                                                       |
| 응용 분야       | FC                                                            |
| 교차 반응성      | 인간                                                            |
| SWISS       | Q9NZQ7                                                        |
| 단백질 분자량     | 33kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |