

유세포 분석용 항인간 Pd-L1/Cd274 단일클론 항체 - Q9Nzq7

품목 번호: CM0009024



소개

유세포 분석에 적합한 인간 PD-L1/CD274에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 주요 면역 관문 단백질인 33 kDa 프로그램화 세포사멸 리간드 1(PD-L1)을 인식합니다(UniProt Q9NZQ7). 면역종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	항인간 PD-L1/CD274 단일클론 항체
비고/별칭	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
종	인간
GeneID (인간)	29126
면역원	인간 PD-L1/CD274(Q9NZQ7)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NZQ7
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩