

인간 포도플라닌(Podoplanin) 모노클로날 항체 () - 유세포분석용 - Q86YL7

품목 번호: CM0009228



소개

인간 포도플라닌(PDPN)에 대한 토끼 모노클로날 항체로, 에 접합되었으며 유세포분석용입니다. 인간 포도플라닌과 반응하며, 세포외 도메인 잔기 21-123을 타겟으로 합니다. 세포 이동, 부착 및 상피-간질 전환(EMT) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Podoplanin mAb
비고/별칭	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanin
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10630
GeneID	10630
면역원(Immunogen)	인간 포도플라닌(Human Podoplanin)의 아미노산 21-123 (NM_006474.5)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q86YL7
단백질 분자량	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)