

Wb, If-P, Ihc-P용 인간 프로콜라겐 I 알파(Col1A1) 토끼 다클론 항체 - P02452

품목 번호: CM0020355



소개

인간 프로콜라겐 I 알파(COL1A1)에 대한 신뢰성 있는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P에 적합합니다. 세포외 기질, 뼈 및 결합 조직 생물학에서 I형 콜라겐 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인간 프로콜라겐 I 알파 토끼 pAb
비고/별칭	COL1A1; EDSC; OI1; OI2; OI3; OI4; 콜라겐 알파-1(I) 사슬; 인간 프로콜라겐 I 알파
종	인간
유전자 ID	1277
면역원	인간 콜라겐 I/COL1A1 (NP_000079.2)의 아미노산 26-161에 상응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P
교차 반응성	인간
SWISS	P02452
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스 팩