


Fc용 Anti-Human Ror1 단일클론 항체 () - Q01973

품목 번호: CM0011423



소개

에 접합된 토끼 단일클론 항체로, 인간 ROR1 단백질(104 kDa)을 표적합니다. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 종양학 및 신경생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human ROR1 mAb
비고/별칭	NTRKR1; dJ537F10.1
종	인간
GeneID (Human)	4919
GeneID	4919
면역원	재조합 단백질 Human ROR1 (NP_005003.2)의 아미노산 24-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q01973
단백질 무게	104kDa
배송	아이스백