

유세포 측정용 항인간 Siglec9 단클론 항체 - Q9Y336

품목 번호: CM0010993

소개

유세포 측정에 최적화된 가 접합된 토끼 항인간 SIGLEC9 (CD329) 단클론 항체입니다. 세포 접착 및 면역 조절에 역할을 하는 시알산 결합 력틴인 인간 SIGLEC9를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 SIGLEC9 mAb
비고/별칭	CD329; CDw329; FOAP-9; 시알렉-9; OBBP-LIKE
종	인간
유전자ID	27180
면역원	인간 SIGLEC9 (NP_055256.1)의 아미노산 18-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y336
단백질 분자량	50kDa, 52kDa
배송 방식	아이스 팩