

유세포 분석용 인간 Siglec9 단일클론 항체 - Q9Y336

품목 번호: CM0007963

소개

유세포 분석용 인간 SIGLEC9(CD329)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 반응성이 검증되었으며, 세포 접착에 관여하는 시알산 결합 렉틴을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 매개변수     | 값                                                              |
| 제품명      | 토끼 항-인간 SIGLEC9 단일클론 항체                                        |
| 비고/별칭    | CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE                     |
| 종        | 인간                                                             |
| 유전자 ID   | 27180                                                          |
| 면역원      | 인간 SIGLEC9(NP_055256.1)의 아미노산 18~348에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질 |
| 항체 생산 숙주 | 토끼                                                             |
| 분류       | 단일클론 항체                                                        |
| 응용 분야    | 유세포 분석(FC)                                                     |
| 교차 반응성   | 인간                                                             |
| SWISS    | Q9Y336                                                         |
| 단백질 분자량  | 50kDa, 52kDa                                                   |
| 배송       | 아이스팩                                                           |