

Wb, If/Icc, Elisa용 항인간 Syt12 토끼 다클론 항체 - Q8Iv01

품목 번호: CM0019390

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 항인간 SYT12 토끼 다클론 항체. 인간 SYT12(47 kDa)를 검출하며, 마우스와 교차 반응합니다. 시냅스 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SYT12 토끼 pAb
비고/별칭	SYT11; sytXII; SYT12
종	인간
GeneID	91683
면역원	인간 SYT12(NP_001171351.1)의 95~200번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8IV01
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩