

인간 Tim-3/Havcr2용 Fc용 단클론 항체 - Q8Tdq0

품목 번호: CM0007853



소개

인간 TIM-3/HAVCR2에 대한 토끼 단클론 항체로, 유세포분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 면역 조절에 관여하는 T-세포 면역글로불린 뮤신 수용체 3 (CD366)을 표적으로 하며, 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
비고/별칭	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	84868
GeneID	84868
면역원 (Immunogen)	인간 TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)의 아미노산 22-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	Q8TDQ0
단백질 분자량	33kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)