


Anti-Human Tnfrsf11A Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y6Q6

품목 번호: CM0023000



소개

WB 및 ELISA용 인간 TNFRSF11A(RANK)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 파골세포 형성 및 골 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Human TNFRSF11A Rabbit pAb
비고/별칭	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; Human TNFRSF11A
종	Human
유전자 ID (인간)	8792
유전자 ID	8792
면역원	인간 TNFRSF11A (NP_003830.1)의 아미노산 30-212에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y6Q6
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백