

인간 Trem1 (Cd354) 타겟 플로우 사이토메트리용 단일클론 항체 - Q9Np99

품목 번호: CM0009020



소개

염증 반응을 증폭시키는 골수성 수용체인 인간 TREM1 (CD354)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 플로우 사이토메트리용으로 설계되었습니다. 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human TREM1 mAb
비고/별칭	CD354; TREM-1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	54210
유전자 ID	54210
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 TREM1 (NP_061113.1)의 아미노산 21-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NP99
단백질 분자량	18kDa/26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)