

Anti-Human Trka Monoclonal Antibody () For Flow Cytometry - P04629

품목 번호: CM0008589



소개

접합 토끼 항-인간 TrkA 단일클론 항체로, 인간 샘플에 대한 유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 검증되었습니다. 고친화 신경 성장 인자 수용체를 표적으로 하며, 신경생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human TrkA mAb
비고/별칭	NTRK1; MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; neurotrophic receptor tyrosine kinase 1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	4914
면역원(Immunogen)	인간 TrkA (NP_002520.2)의 아미노산 33-407에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P04629
단백질 분자량(Protein Weight)	77kDa/83kDa/86kDa/87kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)