

유세포 분석용 항-인간 Vcam-1/Cd106 단일클론 항체 - P19320

품목 번호: CM0011908



소개

유세포 분석(FC)용으로 검증된, 인간 VCAM-1/CD106을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 백혈구 부착, 내피 염증 및 면역 감시 연구에 이상적입니다. 인간 VCAM-1 단백질(P19320)을 인식합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 VCAM-1/CD106 mAb
비고/별칭	CD106
종	인간
유전자 ID (인간)	7412
유전자 ID	7412
면역원	인간 VCAM1(NP_001069.1)의 아미노산 25-698에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
범주	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P19320
단백질 무게	71kDa/74kDa/81kDa
배송	아이스팩