

유세포 분석용 항-인간/원숭이 CD3 Mab - P07766

품목 번호: CM0008931



소개

유세포 분석을 통한 T 세포의 CD3 엡실론 검출용 접합 토끼 항-인간/원숭이 CD3 단일클론 항체. 인간 및 시노몰구스 원숭이 샘플에서 검증되었습니다. 면역표현형 분석 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD3 mAb
비고/별칭	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
종	인간
GeneID (인간)	916
GeneID	916
면역원	인간 CD3의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000724.1)
유래	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노몰구스 원숭이
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩