

유세포 측정용 항인간/원숭이 CD64 단클론 항체 - P12314

품목 번호: CM0010309



소개

유세포 측정을 위해 인간/원숭이 CD64(FCGR1A)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 단핵구/대식세포에서 발현되는 고친화성 IgG 수용체를 인식합니다. SWISS: P12314.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD64 mAb
비고/별칭	FCGR1A; CD64; CD64A; FCRI; IGFR1; IgG 수용체 1a의 Fc 단편
종	인간
GeneID (인간)	2209
GeneID	2209
면역원	인간 CD64 (NP_000557.1)의 아미노산 16-288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P12314
단백질 분자량	38kDa/42kDa
배송 방식	아이스 팩