

Anti-Human/Monkey Cd69 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q07108

품목 번호: CM0009814



소개

CD69에 대한 토끼 단일클론 항체로, 와 직접 결합되어 있습니다. 사람 및 안대원숭이(Cynomolgus) CD69에 특이적입니다. T 세포, NK 세포 및 기타 백혈구의 초기 활성화를 연구하기 위한 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD69 mAb
비고/별칭	AIM; EAI; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	969
GeneID	969
면역원(Immunogen)	사람 CD69 (NP_001772.1)의 아미노산 78-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 안대원숭이(Cynomolgus)
SWISS	Q07108
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)