


유세포 분석용 항인간/원숭이 CD8A 단일클론 항체 - P01732

품목 번호: CM0011892



소개

인간 및 시노물구스 원숭이 CD8a를 표적으로 하며 유세포 분석으로 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. MHC class I의 공동수용체이자 T세포 매개 면역에 필수적인 CD8 알파 사슬을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
종	인간
유전자 ID	925 (인간)
면역원	인간 CD8A(NP_001759.3)의 아미노산 22-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P01732
단백질 분자량	21kDa/25kDa/30kDa
배송	아이스팩