

유세포분석용 항인간/원숭이 IgD 단클론 항체 () - P01880

품목 번호: CM0012564



소개

유세포분석(FC) 검증된 고품질 접합 토끼 항인간/원숭이 IgD 단클론 항체입니다. 인간 및 시노물구스 IgD (~47 kDa)를 인식하며, B세포 면역표현형 분석 및 체액성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 IgD 단클론 항체
종	인간
유전자 ID	3495
면역원	인간 IgD의 아미노산 99-384번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P01880
단백질 분자량	47kDa
배송 방법	아이스 팩