


유세포 분석용 항-인간/원숭이 IgD 단일클론 항체 - P01880

품목 번호: CM0011036



소개

유세포 분석용 접합 토끼 단일클론 항-인간/원숭이 IgD 항체. 델타 중쇄 불변 영역을 검출하며, B 세포 면역표현형 분석 및 체액성 면역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey IgD mAb
비고/별칭	IGHD
종	인간
GeneID	3495
면역원	재조합 단백질 인간 IgD의 아미노산 99-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, Cynomolgus 원숭이
SWISS	P01880
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백