

## 인간/원숭이 Pd-1/Cd279 단일클론 항체 Fc용 - Q15116

품목 번호: CM0009962



### 소개

인간 PD-1(CD279)에 대한 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 인간 및 사이노물거스 샘플에서 면역 체크포인트 억제 및 T세포 고갈 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항-인간/원숭이 PD-1/CD279 mAb                                         |
| 비고/별칭       | PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-1; hSLE1                       |
| 종           | 인간                                                                 |
| 유전자 ID (인간) | 5133                                                               |
| 유전자 ID      | 5133                                                               |
| 면역원         | 인간 PD-1/CD279 (NP_005009.2)의 아미노산 25-168에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 출처          | 토끼                                                                 |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                            |
| 적용          | FC                                                                 |
| 교차 반응성      | 인간, 사이노물거스                                                         |
| SWISS       | Q15116                                                             |
| 단백질 중량      | 32kDa                                                              |
| 배송          | 아이스 팩                                                              |