

Anti-Human/Mouse Cd34 Rabbit Polymab® Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P28906 / Q64314

품목 번호: CM0007706

소개

인간/마우스 CD34 항원을 표적으로 하는 Rabbit PolymAb® 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 41 kDa 밴드를 검출합니다. 조혈 모세포, 접착 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD34 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CD34;CD34 분자;GIG3;MORT1
종	인간/마우스
유전자 ID (인간)	947
유전자 ID	947/12490
면역원	인간 CD34 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P28906/Q64314
단백질 무게	41kDa
배송	아이스 팩