


웨스턴 블롯, 면역형광, Elisa용 항-Huntingtin 단일클론 항체 - P42858

품목 번호: CM0002973



소개

Huntingtin을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 HTT를 검출합니다. 헌팅턴병 및 자가포식 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] Huntingtin Rabbit mAb
비고/별칭	HD; IT15; LOMARS; Huntingtin
종	인간
GeneID	3064
면역원	인간 Huntingtin (P42858)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-F, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P42858
단백질 분자량	348 kDa
배송	아이스백