

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항헌팅틴 다클론 항체 - P42858

품목 번호: CM0022755



소개

인간 헌팅틴(aa 435-635)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 헌팅턴병 및 신경퇴행성 질환 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	헌팅틴 토끼 pAb
비고/별칭	HD; IT15; LOMARS; 헌팅틴
종	인간
유전자 ID (인간)	3064
유전자 ID	3064
면역원	인간 헌팅틴(NP_002102.4)의 아미노산 435-635에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P42858
단백질 분자량	348kDa
배송	아이스백