

Anti-Hur/Elavl1 단일클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용) - Q15717

품목 번호: CM0003077



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA 검증을 거친 고품질 토끼 단일클론 HuR/ELAVL1 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐(rat) ELAVL1을 인식하며, mRNA 안정성 및 전사 후 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] HuR/ELAVL1 토끼 단일클론항체 (mAb)
비고/별칭	HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1
종(Species)	인간
GeneID (인간)	1994
면역원	합성 펩타이드 인간 HuR/ELAVL1(Q15717)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	Q15717
단백질 무게	36kDa
배송	아이스팩