

Anti-Hur/Elavl1 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

품목 번호: CM0024275



소개

KO 검증된 HuR/ELAVL1 토끼 폴리클론항체로, 사람, 쥐, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. RNA 결합 단백질 HuR을 인식하며, ARE를 포함하는 mRNA를 안정화시켜 전사 후 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] HuR/ELAVL1 Rabbit pAb
비고/별칭	HUR; Hua; MeIG; ELAV1; L1
종	사람
GeneID (사람)	1994
면역원	사람 HuR/ELAVL1 (NP_001410.2)의 아미노산 1-326 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 래트
SWISS	Q15717
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백