


Anti-Hus1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60921

품목 번호: CM0028139



소개

사람 HUS1 (O60921), 32kDa 체크포인트 단백질을 표적하는 토끼 다클로날 항체. WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증됨; 사람 및 마우스와 교차 반응함. DNA 복구 및 세포 주기 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HUS1 Rabbit pAb
비고/별칭	hHUS1; HUS1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3364
GeneID	3364
항원	사람 HUS1 (NP_004498.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 제조용 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	O60921
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)