


Anti-Hus1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O60921

품목 번호: CM0014131



소개

사람 HUS1 체크포인트 단백질(32kDa)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. DNA 손상 및 세포 주기 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HUS1 Rabbit pAb
비고/별칭	hHUS1; HUS1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	3364
항원(Immunogen)	사람 HUS1 (NP_004498.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O60921
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)