

Wb 및 Elisa용 Anti-Hus1B Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Nhy5

품목 번호: CM0016946

소개

사람 체크포인트 단백질 HUS1B를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 나타내어 세포 주기 조절에 대한 다중 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HUS1B Rabbit pAb
비고/별칭	HUS1B
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	135458
GeneID	135458
면역원(Immunogen)	사람 HUS1B (NP_683762.2)의 아미노산 1-278에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8NHY5
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)