

Wb 및 Elisa용 Anti-Huwe1 폴리클로날 항체 - Q7Z6Z7

품목 번호: CM0019259



소개

인간 HUWE1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐 샘플의 HUWE1(~482kDa)을 검출합니다. 유비퀴틴화 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HUWE1 Rabbit pAb
비고/별칭	MULE; Ib772; LASU1; MRXST; UREB1; HECTH9; URE-B1; ARF-BP1; HSPC272; HUWE1
종	인간
유전자 ID	10075
면역원	인간 HUWE1 (NP_113584.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q7Z6Z7
단백질 분자량	482kDa
배송	아이스백