

Wb, Elisa용 Anti-Hvem/Tnfrsf14 토끼 다클론 항체 - Q92956

품목 번호: CM0020975



소개

인간 HVEM/TNFRSF14에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 이 30 kDa 막 수용체는 면역 보조자극, 항바이러스 반응 및 헤르페스바이러스 침입을 매개합니다. 면역학, 감염병 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HVEM/TNFRSF14 토끼 pAb
비고/별칭	TR2; ATAR; HVEA; HVEM; CD270; LIGHTR; HVEM/TNFRSF14
종	인간
유전자ID (인간)	8764
유전자ID	8764
면역원	인간 HVEM/TNFRSF14 (NP_003811.2)의 아미노산 39-202에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92956
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스백