


Wb, Elisa용 Anti-Hyal1 단클론 항체 - Q12794

품목 번호: CM0004369



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 사용되는 인간 반응성 토끼 단클론 HYAL1 항체입니다. 종양 진행 및 리소좀 기능에 관여하는 히알루로니다제-1을 표적으로 하며, 암 및 뮤코다당증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HYAL1 토끼 mAb
비고/별칭	HYAL1; HYAL-1; LUCA1; MPS9; NAT6; hyaluronidase-1
종	인간
유전자 ID (인간)	3373
유전자 ID	3373
면역원	인간 HYAL1 (NP_149349.2)의 아미노산 22-435에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q12794
단백질 분자량	10kDa/19kDa/23kDa/27kDa/37kDa/45kDa/48kDa
배송	아이스백