

Anti-Hyal1 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용가능 - Q12794

품목 번호: CM0027167



소개

인간 HYAL1(히알루로니다아제-1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 종양 진행 및 리소좀 축적병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HYAL1 토끼 pAb
비고/별칭	MPS9; NAT6; LUCA1; HYAL-1; HYAL1
종	인간
유전자 ID (인간)	3373
유전자 ID	3373
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12794
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩