

Anti-Iah1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q2Taa2

품목 번호: CM0013947

소개

지질 대사에 관여하는 가능성 있는 리파아제인 IAH1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 28kDa 밴드를 검출합니다. 가수분해효소 및 지질 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IAH1 Rabbit pAb
비고/별칭	IAH1
종	인간
GeneID (Human)	285148
GeneID	285148
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q2TAA2
단백질 무게	28kDa
배송	아이스백