

항-Iapp(아밀린, Dap) 토끼 다클론 항체, Wb, If-P, Ihc-P, Elisa 적용 - P10997

품목 번호: CM0027580



소개

인간 IAPP(아밀린/DAP)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 에너지 항상성 및 제2형 당뇨병 아밀로이드 응집 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IAPP 토끼 pAb
비고/별칭	DAP; IAP; IAPP
종	인간
유전자 ID (인간)	3375
면역원	인간 IAPP (NP_000406.1)의 아미노산 1-89 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P10997
단백질 분자량	10 kDa
배송 방식	아이스팩