

Wb, Elisa용 Anti-Ibsp 토끼 다클론 항체 - P21815

품목 번호: CM0020543

소개

인간 인테그린 결합 시알로단백질(IBSP)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 골 무기질화 및 세포 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IBSP 토끼 pAb
비고/별칭	BSP; BNSP; SP-II; BSP-II; IBSP
종	인간
GeneID (인간)	3381
GeneID	3381
면역원	인간 IBSP(NP_004958.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21815
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩