

Wb 및 Elisa용 항Ibtk 토끼 다클론 항체 - Q9P2D0

품목 번호: CM0015886

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 항IBTK 토끼 다클론 항체. B세포 발달 및 NF-κB 전사에 관여하는 BTK 키나아제 저해제인 인간 IBTK(151kDa)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IBTK 토끼 pAb
비고/별칭	BTKI; BTBD26; IBTK
종	인간
유전자ID (인간)	25998
면역원	인간 IBTK (NP_056340.2)의 아미노산 900~1200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9P2D0
단백질 분자량	151kDa
배송 방식	아이스팩